


seca 210

便携式婴幼儿量垫

seca 210 (型)



- 表面牢固
- 可用一般清洁剂清洗。
- 节省空间
- 可卷起来保存。

seca 210:

首选的实用装备

诊 所、体检中心及医院所用的装备有不同的条件和要求，seca有适用于儿科的一系列产品，从婴儿量垫到婴幼儿量板，从周长测量卷尺到量高尺。seca对各种需求总有合适的解决方案。不论是住院治疗使用或是户外移动使用，不论空间大或小，不论每日使用或很少使用，seca 的产品都蕴涵了众人知晓的seca品质，符合医用的要求。

不伤肌肤，可清洗，可折叠

seca 210 便携式婴幼儿量垫重量轻，节省空间。婴幼儿躺在上面时，可轻松精确地测量出身长。固定的头部档板和移动脚部档板让操作变得简单。



量垫可被卷起来保存，节省空间。

材料紧致牢固，保养容易，用一般的清洁剂即可。



seca 210

技术参数

- 测量范围: 10–99 cm
- 检定分度值: 5 mm
- 外形尺寸 (长×宽×高): 1,250 x 140 x 300 mm
- 卷拢后的尺寸 (长×宽×高): 120 x 140 x 300 mm
- 重量: 575 g