Báscula para bebés con bandeja de pesaje particularmente grande



seca 374

- + Bandeja de pesaje con paredes laterales altas para mayor seguridad
- + Pesaje y medición en un paso gracias al estadímetro de estatura opcional
- + Amortiguación de tres pasos para un pesaje rápido
- + Bandeja grande adecuada para pesar a los infantes mientras están sentados





Báscula para bebés con bandeja de pesaje particularmente grande



Báscula profesional para usuarios, báscula cómoda para bebés

La comprensión de los bebés para el control de peso necesario a menudo se mantiene dentro de los límites. Han estado durmiendo tranquilamente en los brazos de sus padres y ahora están recostados muy despiertos, desnudos y solos en una báscula fría. Para que este escenario sea lo más agradable posible para los más pequeños, la báscula seca 374 tiene paredes laterales particularmente altas. Esto proporciona una sensación de seguridad, protege contra las caídas y crea limitaciones. Porque los espacios amplios y abiertos pueden ser aterradores para los bebés.



Medición y pesaje en una sola operación

Las básculas para bebés seca 374 pueden equiparse con el estadímetro de aluminio seca 233 de alta calidad. Sin embargo, pesar y medir en un solo paso no es la única manera de ahorrar tiempo. Con la amortiguación ajustable de tres etapas, el peso puede determinarse rápidamente, incluso con un bebé inquieto, filtrando los movimientos. Además, el bebé puede dejar la báscula antes de que se haya registrado el valor, porque la función HOLD registra el resultado.



Los detalles marcan la diferencia

La seca 374 impresiona con muchos detalles que la hacen particularmente adecuada para su uso en un entorno médico. La seca 374 tiene patas de caucho para una instalación antideslizante. La bandeja de pesaje ergonómica está hecha de una sola pieza fundida sin huecos ni ranuras y es fácil de desinfectar. La pantalla está ubicada de manera que pueda leerla sin perder de vista al bebé.

Capacidad	20 kg / 44 lbs
Graduación	5 g < 10 kg > 10 g / 0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz
Functiones	TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lb, amortiguación, desconexión automática
Accesorios	 + Carritos móviles seca 403 y seca 402 + Estadímetro seca 233 + Adaptador para red eléctrica 447 + Adaptador universal para red eléctrica 400