

seca 755

Pèse-personne à colonne mécanique avec affichage du BMI



- Détermination simple et rapide du BMI.
- Evaluation simultanée du statut nutritionnel.
- Cadran rond parfaitement lisible et plateau bas.

seca 755:

Une solution complète et intelligente.

Cette balance à colonne à cadran rond est dotée d'une fonction qui la distingue des autres balances mécaniques : pendant la pesée, elle détermine directement l'indice de masse corporelle ou BMI (Body-Mass-Index), un critère reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé comme paramètre individuel de statut nutritionnel. Equipée de la toise seca 224, cette balance à cadran rond peut même être transformée en station combinée de pesée et de mesure de la taille. Cette élégante solution complète convient avant tout aux cabinets médicaux et aux services de médecine générale dans les hôpitaux; mais elle constitue également un auxiliaire bien commode pour les agents de santé dans le monde entier. Dans les pharmacies et salles de sport, elle permet d'offrir aux clients un service supplémentaire.



Détermination simple et rapide du BMI.

Défaut de poids, poids normal, surpoids ou obésité? Pour la première fois, cette question trouve une réponse mécanique avec la balance seca 755. En effet, le cadran de cette balance n'affiche pas seulement le poids précis; il est également doté d'un «disque BMI» dont la rotation est couplée au plateau de la balance. Ce disque est visible dans une petite fenêtre placée à côté d'une échelle des tailles. Cette échelle permet de lire directement l'indice BMI. Les secteurs de couleur du disque BMI permettent d'interpréter le résultat de la pesée et donc de constater s'il s'agit d'un défaut de poids, d'un poids normal ou d'un surpoids. Si l'on n'est pas certain de la taille, on peut la mesurer exactement et directement pendant la pesée avec la toise télescopique seca 224 dont la balance peut être équipée en option. La procédure est simple et rapide.

Cadran rond parfaitement lisible et plateau bas.

Le design de cette balance allie élégance, fonctionnalité et ergonomie judicieuse. La lecture du poids sur le grand cadran rond incliné vers l'utilisateur est particulièrement commode. Grâce à son plateau très bas, la seca 755 est facilement accessible. Ses dimensions sont propres à permettre une pesée confortable des personnes de grande taille ou obèses. Par ailleurs, le plateau est revêtu d'un tapis de caoutchouc antidérapant pour leur sécurité.

Parfaitement mobile grâce aux roulettes de transport intégrées.

Grâce à ses roulettes intégrées, la balance seca 755 est facilement transportable, et ses pieds de nivellement ajustables assurent une position stable, même sur les surfaces inégales.



Le disque subdivisé en secteurs de différentes couleurs permet d'évaluer facilement le BMI.



La toise disponible seca 224 en option permet de déterminer simultanément le poids et la taille.

seca 755

Caractéristiques techniques

- Capacité : 160 kg
- Graduation : 500 g
- Dimensions (LxHxP): 360 x 1,000 x 628 mm
- Dimensions plateforme (LxHxP): 335 x 80 x 345 mm
- Poids: 18.1 kg
- Fonctions : BMI, réglage du zéro
- En option: toise seca 224